

銅ゼオライト高機能シート“GA IACOT”使用 安全快適フィルター設計「ゼオライトマスクMSK-TypeGS4」発売

アロカ株式会社

2007年2月26日

アロカ株式会社(社長:吉川義博、本社:東京都三鷹市)は日清紡(社長:岩下俊士、本社:東京都中央区)と共同商品開発を進めております。

この度、日清紡の開発素材、銅イオンを導入したシート状ゼオライト“ガイアコト”を使用し高い効能性を持たせた、新規商品「ゼオライトマスクMSK-TypeGS4」の販売を開始いたしました。

高捕集率性のサージカルタイプに、GA I A C O Tを組み合わせ安全性と快適性を同時に向上させる事を目的とした「ゼオライトマスクMSK-TypeGS4」は、安全を考えたフィルター設計思想に基づいております。

フィルターの高濾過性能はもとより、広範囲な細菌類、ウイルス飛沫類に対して高機能性を発揮し、高い悪臭成分吸着消臭性能を持つGA I A C O Tの素材特性を活かし、マスク着用者と非着用者双方に有効性を具備する仕様のマスクとなっております。


当社では、「ゼオライトマスクMSK-TypeGS4」をベーシックアイテムとして販売を開始し、今後、医療現場はもとよりウイルスや細菌との接触リスクの高い環境下での使用に向けて広範囲な用途に向けて商品開発を進めてまいります。

「ゼオライトマスクMSK-TypeGS4」フィルター設計思想

使用される方の安全性をより高めるために、細菌類がマスクとともに移動するリスクを低減します。

フィルターの濾過効果で細菌類を止めてもマスク表面などには細菌類がそのまま付着した状態にあります。

GA I A C O T (銅ゼオライトシート)を第1層の表にすることで、第1層で捕集した細菌やウイルス飛沫に対しその高い抗菌性等の素材機能効果が最大限発揮されるよう設計しました。



詳細情報はこちらからご覧下さい。

[ゼオライトマスクMSK-TypeGS4 製品資料](#)

[PDF617KB]

[GA I A C O T素材資料](#)

[PDF469KB]

「ゼオライトマスクMSK-TypeGS4」

商品名 形名	ゼオライトマスク N aMSK-TypeGS4		
販売単位 価格	1 ケース (標準価格 50,000 円)		
ケース入数	200 ピース10 箱入り(1 箱入り数 20 ピース (個別ビロー包装))		
商品仕様			
マスク仕様	商品サイズ	90 x 175 ヽJ	商品カラー 表側:ライトブルー、内側:ホワイト
マスク素材	フィルター:	コットン不織布・ポリプロピレン不織布	ノーズフィッター:樹脂製 耳部:ウーリーゴム
ケース寸法	幅 27 cm x 奥行 24 cm x 高さ 37 cm	日本製	

問い合わせ先

アロカ株式会社 医用分析システム営業部 C L販売企画グループ 担当:八須賀
〒181-8622 東京都三鷹市牟礼 6-22-1 TEL:0422-45-5576 FAX:0422-45-7751
https://www.aloka.co.jp/products/contact_form